

FICHE TECHNIQUE

MASQUES À USAGE MÉDICAL - LIENS - TYPE II



LES + VALMY

- **Fabrication française** (usine située à Mably - LOIRE)
- Mise en place **facile et confortable**
- S'adapte à **toutes les morphologies** de visage
- Barrette nasale recouverte de non tissé pour un **parfait confort**
- **Matières douces, non irritantes, non pelucheuses, résistantes**
- **Étanchéité maximale** garantissant l'absence de fuites
- Masque **ultra-léger** à respirabilité exceptionnelle
- **Hygiène préservée** : seule la face externe du masque est exposée lors de la prise en main
- Usine certifiée **ISO 9001: 2015 et ISO 13485: 2016**

LES CARACTERISTIQUES


- Barrette nasale ajustable
- Usage unique
- Durée de vie : 5 ans à partir de la date de fabrication
- Ultra-léger : ~ 4g
- Boîte distributrice de 50 masques (hygiène parfaite et extraction facile)

- Coloris 

NORMES

- Règlement Européen **2017/745/UE**
- Masques de classe 1
- **EN 14683:2025**
- Type II - BFE \geq 98%
- Evaluation propreté microbienne selon **ISO 11737: 2018 + A1:2021**

175mm



BARRETTE NASALE AJUSTABLE

Fil en acier recouvert de polypropylène

LIENS

Spunbond polypropylène

COUCHE INTERNE

Spunbond polypropylène blanc

MÉDIA FILTRANT

Meltblown polypropylène blanc

COUCHE EXTERNE

Spunbond polypropylène blanc/bleu ou vert




VALMY INDUSTRIES SAS - Rue Benjamin Franklin 42300 MABLY - FRANCE
info@valmy.eu - www.valmy.eu - Tél : 04-77-23-11-21





RÉFÉRENCE COMMERCIALE	DÉSIGNATION	COULEUR	CODE EAN
VMS2-02C20	Carton de 20 boîtes de 50 masques SURGEOR - TYPE 2 à liens - BLANC	BLANC	3700603089811
VMS2-04C20	Carton de 20 boîtes de 50 masques SURGEOR - TYPE 2 à liens - BLEU	BLEU	3700603089828
VMS2-06C20	Carton de 20 boîtes de 50 masques SURGEOR - TYPE 2 à liens - VERT	VERT	3700603089804

Poids carton : 5,85kg



→ 2300mm : 24 cartons

→ 1910mm : 20 cartons

→ 1550mm : 16 cartons

STOCKAGE ET UTILISATION

- Stocker selon les recommandations sur l'emballage (entre **-5°C et 40°C** et en dessous de **70% d'humidité**), à l'**abri de la lumière du soleil**
- Le produit arrive à date de péremption **5 ans** après sa date de fabrication
- Se conformer à la notice présente sur la boîte pour toute utilisation
- Durée de port recommandé en continu : maximum **4 heures**



Notice d'utilisation



VALMY INDUSTRIES SAS - Rue Benjamin Franklin 42300 MABLY - FRANCE
info@valmy.eu - www.valmy.eu - Tél : 04-77-23-11-21

